

Instrucțiuni trimitere blocuri de parafină și/sau lame*:

- 1) Blocurile de parafină trebuie învelite în hârtie albă.
- 2) Blocurile învelite se pun într-un recipient care să le ofere protecție, de exemplu o cutie de chibrite, o cutie de lame de microscopie. Dacă nu există această posibilitate se recomandă învelirea blocului/urilor în mai multe straturi de hârtie.
- 3) Se expediază într-un plic tip scrisoare - de preferat nu alb.
- 4) Se scrie pe plic ATENȚIE FRAGIL!
- 5) Se expediază.
- 6) Pentru lame se urmează aceiași pași. Recomandarea este de a se folosi o cutie de plastic specială pentru lame de microscopie** pentru a asigura protecția lor.

*De preferat blocuri de parafină.

**

